

行動輔具介紹-輪椅類

適合使用輪椅時機

- 步行運動機能喪失、步行效率不彰或安全堪慮時
- 心肺功能衰竭、骨骼肌肉系統永久性或暫時性傷害或不穩定時
- 使用者意識不清，但坐姿或運送、移行需求時

【一般輪椅】

■ 輪椅 A 款-非輕量化量產型

一般常在醫院、公共場所看到的那種，在搬起來時非常重，比較不好推。因為本身是由鍍鉻鋼或不鏽鋼等材料，焊接而成，所以總重量約十幾公斤左右。



■ 輪椅 B 款-輕量化量產型

B 款本身是由鋁鎂合金等材料焊接而成，所以比較輕，可以適合長時間推行，推起來也比較不會那麼辛苦。



【量身特製輪椅】

■ 輪椅 C 款-量身訂製型

下列狀況下，量身訂製或模模組化客製的特製輪椅，是常見的選擇：

- ✓ 罹患進行性疾病，輪椅功能及需求，會隨時間改變而需要持續進行調整或修改時。
- ✓ 身材持續改變的成長中兒童或青少年。



■ 何種情況使用特製輪椅(輪椅附加功能):

A. 輪椅附加功能 A 款

- ✓ 功能:利於移位是指輪椅，具可拆掀式的扶手、腳靠。
- ✓ 適用: 適合需要側向移位、無法在站姿狀態下進行移位的使用者。



B. 輪椅附加功能 B 款

- ✓ 功能:椅背具有無段式調整角度功能，須搭配腰帶、胸帶及防傾桿，可以讓坐姿變換到接近仰臥的姿勢，可以讓使用的人變換一下姿勢，不會過度囤積身體的壓力。
- ✓ 適用: 適合上半身較無力且坐不穩，但頭頸尚有力氣的患者。
可適合需要長期舒適乘坐的人或中風患者進行使用。



C. 輪椅附加功能 C 款

- ✓ 功能:空中傾倒功能，在完全不改變使用者身體角度的情況下，只要調整座椅，就可以讓身體整個往後傾倒，達成利用重力維持軀幹直立，克服姿勢性低血壓，防止臀部向前滑動以及臀部減壓的效果。
須搭配腰帶、胸帶及防傾桿。
- ✓ 適用: 適合坐都坐不穩的患者。
當頭東倒西歪時，可以用空中傾倒功能，一方面減壓，一方面擺正姿勢，避免身體前滑。



若您想對以上的內容進一步了解，請洽諮詢電話：05-2756000 轉復健科分機 3801

Stm 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 關心您
2022 年 07 月校閱